

52916 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΖΕΛ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 72 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΣΟ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ.
- Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
- ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ (πχ CO₂) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΑΞΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ .
- ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 3 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ.