

42597 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20ML ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Να κατατεθεί έγκριση του FDA (του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων του Οργανισμού) ότι η τεχνική είναι σημαντικά αποτελεσματικότερη από την συμβατική κυτταρολογία και κατάλληλη για την εφαρμογή μοριακών τεχνικών ανίχνευσης και τυποποίησης του ιού HPV και STDs. 2. Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή του μηχανήματος, το οποίο βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Τμήμα, ότι ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη και ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο από την κατασκευάστρια εταιρία για τον σκοπό αυτό Φιαλίδιο min 20ml για Παπ Τεστ Το προσφερόμενο είδος να λειτουργεί με τη μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου και διαδικασία που περιλαμβάνει τα στάδια διασποράς, συλλογής των κυττάρων, κάλυψης της επιφάνειας του φίλτρου με τη βοήθεια μικροεπεξεργαστή και μεταφοράς των κυττάρων στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων (Pap test) σε συσκευασία φιαλιδίου min 20 ml συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 και ThinPrep 5000. Το διάλυμα να περιέχει τουλάχιστον 35% μεθανόλη.