

42161 ΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 30ML ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Να κατατεθεί έγκριση του FDA (του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων του Οργανισμού) ότι η τεχνική είναι σημαντικά αποτελεσματικότερη από την συμβατική κυτταρολογία και κατάλληλη για την εφαρμογή μοριακών τεχνικών ανίχνευσης και τυποποίησης του ιού HPV και STDs.

2. Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή του μηχανήματος, το οποίο βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Τμήμα, ότι ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη και ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο από την κατασκευάστρια εταιρία για τον σκοπό αυτό

Φιαλίδιο συλλογής min 30ml Το προσφερόμενο είδος να λειτουργεί με τη μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου και διαδικασία που περιλαμβάνει τα στάδια διασποράς, συλλογής των κυττάρων, κάλυψης της επιφάνειας του φίλτρου με τη βοήθεια μικροεπεξεργαστή και μεταφοράς των κυττάρων στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Διάλυμα λύσης (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιμολυτικό, και πρωτεϊνολυτικό) συστατικών υποστρώματος ποικίλου κυτταρολογικού υλικού σε συσκευασία φιαλιδίων συλλογής min 30 ml συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 και ThinPrep 5000.