

38450 RINSE SOLUTION

1. Να κατατεθεί έγκριση του FDA (του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων του Οργανισμού) ότι η τεχνική είναι σημαντικά αποτελεσματικότερη από την συμβατική κυτταρολογία και κατάλληλη για την εφαρμογή μοριακών τεχνικών ανίχνευσης και τυποποίησης του ιού HPV και STDs.

2. Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή του μηχανήματος, το οποίο βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Τμήμα, ότι ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη και ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο από την κατασκευάστρια εταιρία για τον σκοπό αυτό. Το ThinPrep Rinse Solution να προορίζεται για χρήση στη χρώση Παπανικολάου. Να είναι υδατικό διάλυμα το οποίο απομακρύνει την περίσσεια του ThinPrep Nuclear Stain από τα κύτταρα κυτταρολογικού επιχρίσματος πριν την διαφοροποίηση, να ενισχύει την πυρηνική λεπτομέρεια και να προσθέτει διαύγεια στο κυτταρόπλασμα. Να είναι συμβατό με την τεχνολογία ThinPrep που εφαρμόζει το εργαστήριο.