

58537 ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ

1. Θάλαμος εκνέφωσης με ενσωματωμένο παλλόμενο δίσκο (vibrating mesh)
2. Να είναι κατάλληλος για σύνδεση σε control module της Aerogen ή αναπνευστήρες με ενσωματωμένα συστήματα Aerogen.
3. Να υποβληθεί επιστολή του κατασκευαστή που πιστοποιεί την ανωτέρω αναφερθείσα συμβατότητα
4. Να μπορεί να τοποθετηθεί εν σειρά στο κύκλωμα του αναπνευστήρα.
5. Να υποστηρίζει συνεχή και διακοπτόμενη νεφελοποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
6. Η λειτουργία του να είναι αθόρυβη, με επίπεδο ήχου μικρότερο από 36db
7. Να είναι κατάλληλο για την εκνέφωση διαλυμάτων, εναιωρημάτων, πρωτεϊνών και πεπτιδίων.
8. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ασθενή για συνεχή νεφελοποίηση για έως 7 ημέρες ή έως 28 ημέρες για τις απαραίτητες νεφελοποιήσεις του ασθενούς ανά ημέρα.
10. Χωρητικότητα μονάδας νεφελοποίησης, τουλάχιστον 6ml.