

**56826 ΜΗ ΥΦΑΝΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ 100%  
ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5,1 Χ  
10,2 ΕΚΑΤΟΣΤΑ**

Μη υφαντή αιμοστατική γάζα από 100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη, από μη υφασμένες μεταξύ τους ίνες σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (υγρασία, σκόνη και άλλους). Να διαθέτει μάζα πυρήνα 11mg/cm<sup>2</sup>. Να διαθέτει βακτηριοκτόνο δράση ενάντια σε όλα τα παρακάτω βακτήρια (επί ποινή απόρριψης): methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), penicillin-resistant *Streptococcus pneumoniae* (PRSP), vancomycin-resistant *Enterococcus* (VRE), methicillin-resistant, *Staphylococcus epidermidis* (MRSE), *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus luteus*, *Streptococcus pyogenes* Group A, *Streptococcus pyogenes* Group B, *Streptococcus salivarius*, *Branhamella catarrhalis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella aerogenes*, *Lactobacillus* sp., *Salmonella enteritidis*, *Shigella dysenteriae*, *Serratia marcescens*, *Bacillus subtilis*, *Proteus vulgaris*, *Corynebacterium xerosis*, *Mycobacterium phle*, *Clostridium tetani*, *Clostridium perfringens*, *Bacteroides fragilis*, *Enterococcus*, *Enterobacter cloacae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas stutzeri*, *Proteus mirabilis*. Να διαθέτει πυκνότητα 100 - 110 g/m<sup>2</sup> . Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση και ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι κάτω των 6 λεπτών. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες (με αναφορά στο προσφερόμενο υλικό και όχι την ΟΑΚ), ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊόντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

σε συσκευασία 10 τμχ