

43483 ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Να κατατεθεί έγκριση του FDA (του υψηλότερου επιπέδου των κανονιστικών ελέγχων του Οργανισμού) ότι η τεχνική είναι σημαντικά αποτελεσματικότερη από την συμβατική κυτταρολογία και κατάλληλη για την εφαρμογή μοριακών τεχνικών ανίχνευσης και τυποποίησης του ιού HPV και STDs.

2. Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή του μηχανήματος, το οποίο βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Τμήμα, ότι ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη και ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο από την κατασκευάστρια εταιρία για τον σκοπό αυτό

Φίλτρο Γενικής Κυτταρολογίας Το προσφερόμενο είδος να λειτουργεί με τη μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου και διαδικασία που περιλαμβάνει τα στάδια διασποράς, συλλογής των κυττάρων, κάλυψης της επιφάνειας του φίλτρου με τη βοήθεια μικροεπεξεργαστή και μεταφοράς των κυττάρων στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση μονοεπίπεδης στιβάδας σε δείγματα γενικής κυτταρολογίας, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 και ThinPrep 5000.